



ホーム ホワイトニング

ホームホワイトニングとは…

ホワイトニングジェルが充填された専用の使い捨てのトレイ（マウスピース）を使って自宅で行うホワイトニングです。1日90分、10日間継続することで少しずつ理想の白い歯に導きます。



1

記録の写真撮影
取り扱いの説明
同意書の記入

術前の記録の写真撮影
マウスピースのお渡し
使い方の説明

2

ホーム
ホワイトニング開始

1日90分 × 10日間の使用

3

お色チェック

術後の記録の写真撮影

相談はお気軽にスタッフまでお申し付け下さい。

価格

- ・専用使い捨てトレイ（マウスピース）上・下×10日分
- ・ホワイトニング前・後の写真撮影

合計
38,500円 (税込)



ヤシロ 歯科クリニック